


PRESSLOCK

ANCLAJES EN PEEK SIN NUDOS IMPACTADAS

ESPAÑOL 



GMREIS

Qualidade para Vida

Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

2023

ANCLAJES PRESSLOCK Ø2.5 X 8.0MM

Anclajes de Peek sin nudos impactadas, con ojal cerrado, con diámetro y longitud adecuados para el tratamiento de lesiones de tejidos blandos de las extremidades (e.j. pie, mano y muñeca).



Anclaje diseñado para utilizar con el sistema Stitch # 2-0 GMReis.



Fig.: Reinserción de fibrocartílago Triangular con Presslock Ø2.5 x 8.0 mm y Sutura Stitch #2-0.

Dispositivo de impactación de ancla con mecanismo de seguridad.



Anclaje Presslock con mango para su inserción.

Pasador de sutura montado en el ojal del ancla.



ANCLAJE EN PEEK SIN NUDOS IMPACTADA PRESSLOCK CON OJAL CERRADO

CÓDIGO	Ø	LONGITUD
320-25080	2.5 mm	8.0 mm

ANCLAJES PRESSLOCK Ø2.9 X 15.5MM

Anclas en Peek sin nudos impactadas, con ojal cerrado, con diámetro y longitud adecuados para el tratamiento de lesiones de tejidos blandos en regiones como el hombro y el tobillo.



Dispositivo de impactación de ancla con mecanismo de seguridad





Fig.: Tratamiento de lesión de Bankart con anclajes Presslock Ø 2.9 x 15.5mm y Suturas Stitch #2.



Anclaje Presslock con mango para su inserción

Dispositivo de impactación de ancla con mecanismo de seguridad.



Pasador de sutura montado en el ojal del ancla.

ANCLAJE EN PEEK SIN NUDOS IMPACTADA PRESSLOCK CON OJAL CERRADO


CÓDIGO	Ø	LONGITUD
320-29155	2.9 mm	15.5 mm

ANCLAJE PRESSLOCK HIP Ø2.9 X 15.5 MM

Anclajes en Peek sin nudos impactadas, con ojal cerrado, con diámetro y longitud adecuados para el tratamiento de lesiones del labrum acetabular, con instrumental largo para cirugía artroscópica.




Fig.: Lesión del labrum acetabular tratada con anclajes Presslock Ø2.9 x 15.5 mm y Suturas Stitch #2.




ANCLAJE EN PEEK IMPACTADA SIN NUDOS PRESSLOCK HIP CON OJAL CERRADO

CÓDIGO	Ø	LONGITUD
320-29155-SFPK-HIP	2.9 mm	15.5 mm




INSTRUMENTAL PRESSLOCK Ø2.5X8.0MM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
320-CA-24	Canula Presslock Ø2.4 mm
320-TR-24	Punta Trocar Presslock Ø2.4 mm
320-110-25	Broca Presslock Ø2.4 mm



INSTRUMENTAL PRESSLOCK Ø2.9 x 15.5 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
320-CA-29	Canula Presslock Ø2.9 mm
320-TR-29	Punta Trocar Presslock Ø2.9 mm
320-110-29	Broca Presslock Ø2.9 mm




INSTRUMENTAL PRESSLOCK HIP Ø2.9 x 15.5 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
320-CA-29-HIP	Canula Presslock Hip Ø2.9 mm
320-TR-29-HIP	Punta Trocar Presslock Hip Ø2.9 mm
320-110-29-HIP	Broca Presslock Hip Ø2.9 mm

STITCH - HILOS Y CINTAS

Las anclajes Presslock no contienen suturas o cintas, es por esto que se combina el uso del sistema Stitch.



Suturas y cintas de alta resistencia no absorbibles, fabricados con polímero UHMWPE (polietileno de ultra alto peso molecular), biocompatible y con alta resistencia a: abrasión, ruptura, alargamiento, aflojamiento o liberación de nudos.



Fig.: todas las suturas y cintas se suministran con aguja.

SUTURA DE UHMWPE CON AGUJA

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	AGUJA
333-2-036-AB3817CI	USP 2-0 – 45 cm	Azul y blanco	3/8 – 17 mm - Punta Cilíndrica
333-239-AB1226CI	USP 2 – 90 cm	Azul y blanco	1/2 – 26 mm - Punta Cilíndrica
333-239-PB1226CI	USP 2 – 90 cm	Preto y blanco	1/2 – 26 mm - Punta Cilíndrica

CINTA DE UHMWPE CON AGUJA

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	AGUJA
333-20-AB	2.0 mm x 100 cm	Azul y blanco	1/2 - 26 mm - Punta Cilíndrica
333-20-B	2.0 mm x 100 cm	Preto y blanco	1/2 - 26 mm - Punta Cilíndrica



SEDE PRINCIPAL | GMREIS

Av. Pierre Simon de Laplace, 600 - Lote 3 Quadra F - Techno Park
Código postal: 13069-320 | Campinas/SP - Brasil | Tel.: +55 (19) 3765 9900
marketingdigital@gmreis.com.br

 GMReisBrasil

www.gmreis.com.br