

# ARTROM

TORNILLO DE ARTRORRISIS

ESPAÑOL 



**GMREIS**

*Qualidade para Vida*


*Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة*

2024

# PARAFUSO DE ARTRORRISE - ARTROM

Artrom es un implante subastragalino cónico y canulado en titanio para artrorrrisis subtalar, desarrollado para el tratamiento de diversos trastornos relacionados al pie plano, lo que resulta en inestabilidad articular y pronación subastragalina excesiva. Su forma cónica proporciona un ajuste anatómico perfecto, en relación con la región del seno del tarso, el cuerpo roscado reduce la irritación de tejidos blandos y previene la migración del implante.

*La conexión hexalobular T30 proporciona mejor acoplamiento y transferencia de torque entre el implante y el instrumental, lo que garantiza la seguridad en la colocación y retiro del tornillo Artrom.*




## Indicaciones:

- Pronación severa del retropie.;
- Calcaneo en Valgo;
- Flexión plantar exagerada del astrágalo;
- Pie plano doloroso;
- Como complemento al tratamiento de las coaliciones tarsales;
- Inestabilidad de la articulación subtalar;
- Pie plano adquirido del adulto debido a disfunción tibial posterior y,
- Pie plano espástico.

## TORNILLO PARA ARTRORRISIS ARTROM

CÓDIGO	Ø	LONGITUD	COR
241-70-12	7.0 mm	12.0 mm	
241-80-14*	8.0 mm	14.0 mm	
241-90-14	9.0 mm	14.0 mm	
241-100-14	10.0 mm	14.0 mm	
241-110-16	11.0 mm	16.0 mm	
241-120-16	12.0 mm	16.0 mm	

\*Consultar disponibilidad, venta mediante previa solicitud.



### CÓDIGO

### DESCRIPCIÓN

241-32-EST

Guia Percutáneo para Artrorrise



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COLOR
241-200	Llave de inserción Artrom	01	-
241-300	Probador recto Artrom	01	-
241-7012-T	Probador para Artrorrasis Ø7mm	01	
241-8014-T*	Probador para Artrorrasis Ø8mm	01	
241-9014-T	Probador para Artrorrasis Ø9mm	01	
241-10014-T	Probador para Artrorrasis Ø10mm	01	
241-11016-T	Probador para Artrorrasis Ø11mm	01	
241-12016-T	Probador para Artrorrasis Ø12mm	01	
241-1000	Case Artrom	01	

\*Consultar disponibilidad, venta mediante previa solicitud.



**SEDE PRINCIPAL | GMREIS**

Av. Pierre Simon de Laplace, 600 - Lote 3 Quadra F - Techno Park  
Código postal: 13069-320 | Campinas/SP - Brasil | Tel.: +55 (19) 3765 9900  
marketingdigital@gmreis.com.br

 GMReisBrasil

[www.gmreis.com.br](http://www.gmreis.com.br)