

MICRO EASYPASS

PASSADORES DE SUTURA

ESPAÑOL 



GMREIS

Qualidade para Vida

Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

2024

MICRO EASYPASS

Los pasadores de sutura Micro EasyPass fueron diseñados para facilitar los procedimientos quirúrgicos, logrando el transporte de suturas a través de tejidos blandos o túneles óseos.

Micro EasyPass está compuesto por una cánula metálica con un asa de nitinol, suministrado en embalajes estériles, puede ser utilizado además para el transporte de suturas Stitch GMReis USP 2-0 a 2.

La variedad de modelos, rectos y curvos, le permite utilizar al cirujano el más adecuado de acuerdo al tipo de procedimiento.



*Asa de Nitinol de alta resistencia
Ø0.25 x 560.0 mm*

Cinco opciones de curvatura recto, curva corta, curva pequeña, curva grande y curva extra grande



*Compatible con Suturas Stitch
GMReis USP 2-0 y 2*

*Mango ergonómico
facilita su manejo.*




CÓDIGO	MODELO
335-600	Micro EasyPass - Micro Pasador de Sutura Curva Extra-Grande
335-300	Micro EasyPass - Micro Pasador de Sutura Curva Grande
335-200	Micro EasyPass - Micro Pasador de Sutura Curva Pequeña
335-99	Micro EasyPass - Micro Pasador de Sutura Curva Corta
335-100	Micro EasyPass - Micro Pasador de Sutura Recto

Los pasadores de sutura Micro EasyPass se suministran en embalaje estéril, e incluye un asa de nitinol de Ø0.25 x 560.0 mm

STITCH - SUTURA Y CINTA QUIRÚRGICA

Suturas y Cintas quirúrgicas no absorbibles de alta resistencia, fabricadas en polímero UHMWPE (polietileno de ultra alto peso molecular), biocompatible y con alta resistencia a: la abrasión, ruptura, tensado y pérdida de tensión de los nudos.



Los pasadores de sutura Micro Easypass son compatibles con la súper sutura Stitch USP 2-0 y 2 que son comercializados por separado



Fig.: Todas las suturas y cintas quirúrgicas se colocan con aguja.

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	AGUJA
333-2-036-AB3817CI	USP 2-0 - 45 cm	Azul y Blanco	3/8 - 17 mm - Aguja de Punta Cónica
333-239-AB1226CI	UPS 2 - 90 cm	Azul y Blanco	1/2 - 26 mm - Aguja de Punta Cónica
333-239-PB1226CI	USP 2 - 90 cm	Negro y Blanco	1/2 - 26 mm - Aguja de Punta Cónica



GMREIS

Qualidade para Vida

Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

SEDE PRINCIPAL | GMREIS

Av. Pierre Simon de Laplace, 600 - Lote 3 Quadra F - Techno Park
Código postal: 13069-320 | Campinas/SP - Brasil | Tel.: +55 (19) 3765 9900
marketingdigital@gmreis.com.br

 GMReisBrasil

www.gmreis.com.br